



[Direkt zu den Gram BioLine Laborschränken in unserem Shop.](#)


Modell	Anzahl Module	Modulabstand in mm
BioPlus 500*	52	25
BioPlus 600D*	24	50
BioPlus 660D*	27	50
BioPlus 600W*	24	50
BioPlus 660W*	27	50
BioPlus 1270*	2 x 24	50
BioPlus 1400*	2 x 27	50
BioMidi 425*	25	50
BioMidi 625*	25	50
BioCompact/BioCompact II 210	4 x 430 mm + 3 x 300 mm	50
BioCompact/BioCompact II 210/210	8 x 430 mm + 6 x 300 mm	50
BioCompact/BioCompact II 410	22 x 430 mm + 3 x 300 mm	50
BioCompact II 610*	24	50
BioBlood 425*	25	50
BioBlood 500*	52	25
BioBlood 600D*	24	50
BioBlood 660D*	27	50
BioBlood 600W*	24	50
BioBlood 660W*	27	50
BioBlood 1270*	2 x 24	50
BioBlood 1400*	2 x 27	50



Typ	Aluminiumschublade	Edelstahlschublade 30 kg	Edelstahlschublade 40 kg	Drahtschublade **	Drahtkorb**	Roste	Edelstahlboden, gelocht
Modulgröße	2	2	2	2	4	1	1
210/410 (BxTxH) mm	396/419/60 [2/11]	N/A	N/A	440/388/70 [2/11]	426/421/139 [1/5]	486/433 [4/22]	483/433 [4/22]
210/410 (BxTxH) mm	396/296/60 [2/2]	N/A	N/A	440/256/70 [2/2]	442/260/209 [1/1]	486/300 [3/3]	483/302 [3/3]
610 (BxTxH) mm	504/626/60 [12]	505/625/60 [12]	492/625/60 [12]	N/A	N/A	530/650 [24]	528/630 [24]
425 (BxTxH) mm	409/508/60 [12]	410/505/60 [12]	397/505/60 [12]	N/A	N/A	435/530 oder 433/501*[25]	412/510 [25]
625 (BxTxH) mm	624/496/60 [12]	626/501/60 [12]	612/505/60 [12]	N/A	N/A	650/530 oder 650/500*[25]	647/500 [25]
500 (BxTxH) mm	376/576/60 [13]	379/575/60 [13]	364/575/60 [13]	N/A	N/A	400/600 oder 400/570* [13]	399/580 [13]
600D/660D/1270/1400 (BxTxH) mm	504/626/60 [12/13/24/26]	505/625/60 [12/13/24/26]	492/625/60 [12/13/24/26]	N/A	N/A	530/650 oder 529/621* [24/27/48/54]	528/630 [24/27/48/54]
600/660 W (BxTxH) mm	624/496/60 [12/13]	626/501/60 [12/13]	612/505/60 [12/13]	N/A	N/A	650/530 oder 650/500* []	647/500 [24/27]

*Bei Wahl des Referenzgefäßes verringert sich die Anzahl der Module um 2 Stück.


[] = maximale Anzahl Zubehör für das Gerät. * Rostgröße bei Wahl des Schrankes mit zusätzlichen Innentüren. ** 120° Türöffnung erforderlich



A = Max. Ladehöhe in der Schublade/auf den Rosten
B = Abstand zwischen den Schubladen/Rosten
C = Abstand zum Geräteboden bei Wahl der Schublade/Rost in der untersten Position
D = Ladehöhe zur Ladelinie bei Wahl der Schublade/Rost in der obersten Position

Modell	Aluminium-schublade	Edelstahlschublade 30 kg	Edelstahlschublade 40 kg	Drahtschublade	Drahtkorb	Roste	Gelochte Böden
210	80/14/93/74	N/A	N/A	95/26/32/135	145/8/-/250 271/8/8/-	39/39/101/57	37/37/96/60
410	80/14/93/143	N/A	N/A	95/26/32/200	145/8/-/265 271/8/8/-	39/39/101/122	37/37/96/129
610	80/14/74/111	84/24/19/143	84/24/50/110	N/A	N/A	89/89/34/91	30/30/38/91
425	80/14/37/191	84/24/55/227	84/24/37/175	N/A	N/A	89/89/25/141	30/30/20/137
625	80/14/37/191	84/24/55/227	84/24/37/175	N/A	N/A	89/89/25/141	30/30/20/137
500	80/14/37/296	84/24/31/147	84/24/37/139	N/A	N/A	89/89/23/142	30/30/22/137
600/660D	80/14/23/158	84/24/42/195	84/24/24/162	N/A	N/A	89/89/63/128	30/30/57/125
600/660W	80/14/23/158	84/24/42/195	84/24/24/162	N/A	N/A	89/89/63/128	30/30/57/125
1270	80/14/23/158	84/24/42/195	84/24/24/162	N/A	N/A	89/89/63/128	30/30/57/125
1470	80/14/23/158	84/24/42/195	84/24/24/162	N/A	N/A	89/89/63/128	30/30/57/125

A/B/C/D in mm - Angabe des Minimalabstandes bei jeder Schublade/Rost. Nähere Angaben zu den Modulabständen auf Seite 92




BioPlus 500
BioBlood 500

BioPlus 600/660D
BioBlood 600/660D

HB Nummer: 30, 31, 33, 35, 36, 37 oder 38
Bei Wahl von Innentüren (Option 70) ändert sich der Wert der Vorderluftzirkulation von 20 mm auf 25 mm

HB Nummer: 30, 31, 33, 35, 36, 37 oder 38
Bei Wahl von Innentüren (Option 70) ändert sich der Wert der Vorderluftzirkulation von 20 mm auf 25 mm

Rollen		Integrierte Rollen		Füße		Rollen/Stellfüße		Stellfüße		Sockelmontage	
Nummer	HB (mm)	Nummer	HB (mm)	Nummer	HB (mm)	Nummer	HB (mm)	Nummer	HB (mm)	Nummer	HB (mm)
30	125	32	30	35	100 - 135	34	30	39	30	38	0
31	125			36	135 - 200						
33	109			37	185 - 250						




BioPlus 600/660W
BioBlood 600/660W

HB Nummer: 30, 31, 33, 35, 36, 37 oder 38
Bei Wahl von Innentüren (Option 70) ändert sich der Wert der Vorderluftzirkulation von 20 mm auf 25 mm

BioPlus 1270/1400
BioBlood 1270/1400


HB Nummer: 30, 31, 33, 35, 36, 37 oder 38
Bei Wahl von Innentüren (Option 70) ändert sich der Wert der Vorderluftzirkulation von 20 mm auf 25 mm



BioBlood 425
BioMidi 425/625


HB Nummer: 32 oder 38
Bei Wahl von Innentüren (Option 70) ändert sich der Wert der Vorderluftzirkulation von 20 mm auf 25 mm

Rollen		Integrierte Rollen		Füße		Rollen/Stellfüße		Stellfüße		Sockelmontage	
Nummer	HB (mm)	Nummer	HB (mm)	Nummer	HB (mm)	Nummer	HB (mm)	Nummer	HB (mm)	Nummer	HB (mm)
30	125	32	30	35	100 - 135	34	30	39	30	38	0
31	125			36	135 - 200						
33	109			37	185 - 250						




BioCompact 210
BioCompact II 210

HB Nummer: 30, 31, 33, 34, 35, 36, 38 oder 39




BioCompact 210/210
BioCompact II 210/210

HB Nummer: 30, 31, 33, 35, 36 oder 38



BioCompact 410
BioCompact II 410

HB Nummer: 30, 31, 33, 35, 36 oder 38



BioCompact II 610

HB Nummer: 30, 31, 33, 35, 36 oder 38

Rollen		Integrierte Rollen		Füße		Rollen/Stellfüße		Stellfüße		Sockelmontage	
Nummer	HB (mm)	Nummer	HB (mm)	Nummer	HB (mm)	Nummer	HB (mm)	Nummer	HB (mm)	Nummer	HB (mm)
30	125	32	30	35	100 - 135	34	30	39	30	38	0
31	125			36	135 - 200						
33	109			37	185 - 250						